



## 6634 NOMBIX

### Mascarilla Higiénica



**Mascarilla Higiénica** de triple capa y acabado termosellado, con cómodos elásticos de fijación y pinza adaptable en nariz para un firme ajuste.

#### Composición:

3 Capas:

- Exterior 1: Non-Woven (Polipropileno)
- Capa Media: Meltblown
- Exterior 2: Non-Woven (Polipropileno)

#### Especificaciones:

- En cumplimiento con la Especificación **UNE 0064-1:2020**
- Eficacia de filtración bacteriana (BFE):  $\geq 95\%$
- Respirabilidad (presión diferencial):  $< 60 \text{ Pa/cm}^2$
- No reutilizable

#### Recomendada para:

- Mantener el aire libre de patógenos generados por el portador de la mascarilla
- Uso personal
- Uso en adultos

#### Documentación disponible:

- Declaración de conformidad
- Test Report de Eficacia de Filtración Bacteriana y Respirabilidad según EN 14683:2019
- Certificado REACH

#### Información Logística:

- Presentación en cajas máster de 3.000 unidades
- Cajas interiores de 50 unidades
- Bolsas de 50 unidades
- Medidas de caja máster: alto: 41 cm / ancho: 50 cm / largo: 52 cm
- Peso: 12.8 kg/caja
- Cantidad por palé: 48.000 pcs; 16 cajas



## RECOMENDACIONES DE USO Y COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA

El uso de las mascarillas higiénicas no exime al usuario de la aplicación de gestos barrera, complementados por las medidas de distanciamiento social que son esenciales, conforme a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad.

### COLOCAR LA MASCARILLA



- 1 Lavar las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla.
- 2 Identificar parte superior de la mascarilla y ajustar los elásticos de fijación detrás de las orejas.
- 3 Ajustar la pinza nasal hasta conseguir un firme y a la vez cómodo ajuste.
- 4 Situar la parte inferior de la mascarilla debajo de la barbilla y comprobar que está bien ajustada. Para conseguirlo, es necesario verificar el buen sellado al igual que no sentir molestias respiratorias.
- 5 Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si se necesita tocar la mascarilla, es aconsejable lavarse las manos previamente con agua y jabón o frotárselas con una solución hidroalcohólica.

### RETIRAR LA MASCARILLA



- 1 Lavar las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla.
- 2 No tocar la parte frontal de la mascarilla.
- 3 Retirar la mascarilla tirando de los elásticos de sujeción a las orejas.
- 4 Colocar la mascarilla que se va a desechar en un recipiente específico, preferiblemente con tapa y control no manual. Se recomienda utilizar doble bolsa como medida de seguridad en caso de rotura de la bolsa exterior. También pueden desecharse en los contenedores de residuos biológicos.
- 5 Lavar las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica tras la manipulación y desechado de la mascarilla.

Por cuestiones de comodidad e higiene, se aconseja no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4 h. En caso de que se humedezca o se deteriore por el uso, es recomendable sustituirla por otra nueva.

Durante este tiempo, solo se puede usar varias veces si se retira de acuerdo con las instrucciones descritas previamente, se almacena temporalmente o se cuelga para ofrecer el menor contacto posible, y se vuelve a colocar de acuerdo con las instrucciones. Tampoco se debe colocar en una posición de espera en la frente o debajo de la barbilla durante y después del uso.



## 6634 NOMBIX

### Hygienic Mask



**Hygienic triple-layer mask** with heat-sealed finish, elastic fastening and adaptable nose clip for a tight fit.

#### Composition:

3 Layers:

- Outside 1: Non-Woven (Polypropylene)
- Middle layer: Meltblown
- Outside 2: Non-Woven (Polypropylene)

#### Specifications:

- In compliance with **UNE 0064-1:2020**
- Bacterial filtration efficiency (BFE): **≥ 95%**
- Breathability (differential pressure): **< 60 Pa/cm<sup>2</sup>**
- Non-reusable

#### Recommended for:

- Keep the air free of pathogens generated by the mask wearer
- Personal use
- Adult users

#### Available documents:

- Declaration of Conformity
- Test Report of Bacterial Filtration Efficiency and Breathability according to EN 14683:2019
- REACH certification

#### Logistics information:



- Presented in master cartons of 3.000 pcs
- Inner boxes of 50 pcs
- Bags of 50 pcs
- Master carton size: 41 cm height / 50 cm width / 52 cm length
- Weight: 12.8 kg/carton
- Quantity per pallet: 48.000 pcs; 16 cartons



## RECOMMENDATIONS FOR USING AND FITTING THE MASK

The use of hygienic masks does not exempt the user from the application of barrier actions, complemented by the essential, social distancing measures, in accordance with the recommendations of the health authority.

### MASK WEARING



- 1 Wash hands with soap and water or rub them with a hydroalcoholic solution before handling the mask.
- 2 Identify the top of the mask and adjust the fastening straps behind the ears.
- 3 Adjust the nose clip until a firm, yet comfortable fit, is achieved.
- 4 Place the lower part of the mask under the chin and check that it is properly adjusted. To accomplish this, it is necessary to check the good seal as well as not feeling respiratory discomfort.
- 5 Once adjusted, do not touch the mask with your hands. If you need to touch the mask, it is advisable to wash your hands first with soap and water or rub them with a hydroalcoholic solution.

### MASK REMOVAL



- 1 Wash hands with soap and water or rub them with a hydroalcoholic solution before handling the mask.
- 2 Do not touch the front of the mask.
- 3 Remove the mask by pulling the elastic bands around the ears.
- 4 Place the mask to be disposed of inside a dedicated container, preferably with a lid and a non-manual control. It is recommended to use a double bag as a safety measure in case the outer bag breaks. It can also be disposed of in biological waste containers.
- 5 Wash hands with soap and water or rub them with a hydroalcoholic solution after handling the mask.

For reasons of comfort and hygiene, it is advisable not to use the mask for more than 4 hours. In case it gets wet or deteriorates from use, it is recommended to replace it with a new one.

During this time, it can only be used several times if it is removed according to the instructions described above, stored temporarily or hung up to provide as little contact as possible, and then replaced according to the instructions. Nor should it be placed in a waiting position on the forehead or under the chin during and after use.