

# 湖南豌豆医疗用品有限公司

## 医用外科口罩资质文件

Hunan Wondo Medical Supplies Co . , Ltd  
Medical Surgical Face Mask  
Qualification Documents

序号 Serial number		文件明细 File details	英文 English
1	企业信息	企业简介	Company Profile
2		营业执照	Business license
3		生产许可证	Manufacture License of Medical Device
4		高新技术企业证书	/
5		对外贸易经营者备案	Record of foreign trade operators
6		账户信息	Bank information
7	产品信息	中国医疗器械注册证	Certificate of CFDA Registration
8		中国检测报告	Inspection Report
9		出口销售证明	Export sales certificate
10		CE 认证流程说明	CE procedure
11		CE 符合性声明	DoC
12		TÜV 检测报告	TÜV Inspection Report
13		CE 备案凭证	CE Filing Certificate
14		医用外科口罩包装信息	Medical Surgical Face Mask Packaging information

## 企业简介 Company Profile

### 企业简介

湖南豌豆医疗用品有限公司成立于2016年，注册资金3000万元，总部位于国家级长沙经济技术开发区铭城绿谷产业园，是一家覆盖医疗耗材和家用医疗产品两个领域的研发、生产、销售和服务为一体的**科创型制造企业**。本着“让创新科技温暖生命”的产品理念，致力于为客户提供最专业的医疗健康产品系统性解决方案。

豌豆医疗  
(多元化综合性医疗集团)

- 1 医疗科技研发
- 2 医疗器械生产
- 3 医疗贸易服务
- 4 临床医疗学术服务
- 5 医疗项目投资管理




### 企业规模

- 标准化生产车间约**2200**平方米
- 十万级净化车间约**1300**平方米
- 研发中心及万级净化生物实验室约**500**平方米
- 医疗耗材专业化仓库**1100**平方米
- 配备先进的生产设备、百级工作台及精密的科研仪器
- 依照ISO9001和ISO13485建立**标准化质量管理体系**



### 优质企业



省科技厅入库中小型科技企业

湖南省2019年第一批通过国家级高新技术企业

湘雅医院创新科技成果转化签约合作方

湖南省食品药品监督管理局重点项目单位

长沙经济技术开发区重点培育企业

湖南省医疗器械行业协会副会长单位

湖南师范医学院、食品药品职业学院等高校合作单位

长沙市级疫情防控期间重点联系企业

# 营业执照

## Business license



统一社会信用代码  
91430100MA4L72L19J

# 营业执照

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 湖南豌豆医疗用品有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 谭周辉

经营范围 一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的生产；医疗器械技术推广服务；一类医疗器械、二类医疗器械的销售；三类医疗器械批发；三类医疗器械零售；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所 长沙经济技术开发区人民东路二段169号先进储能节能创意产业园12栋502

注册资本 叁仟万元整

成立日期 2016年10月27日

营业期限 2016年10月27日至 2066年10月26日

登记机关 长沙市市场监督管理局

2020年4月2日

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

# 生产许可证

## Manufacture License of Medical Device

**医疗器械生产许可证**

湘食药监械生产许201900009号

许可证编号：**湘食药监械生产许201900009号**

企业名称：**湖南豌豆医疗用品有限公司** 生产地址：**长沙经济技术开发区人民东路二段169号先进储能节能创意示范产业园12栋**

法定代表人：**谭周辉** 生产范围：**II类：02-11 手术器械-牵开器；02-13 手术器械-吻（缝）合器械及材料；05-16 内窥镜辅助用品；07-10 附件、耗材；08-05 呼吸、麻醉、麻醉、急救设备辅助装置；08-06 呼吸、麻醉用管路、面罩；09-01 电疗设备/器具；09-07 高频治疗设备；14-09 不可吸收外科敷料；14-10 创面敷料；14-12 造口、疤痕护理用品；14-16 其它器械；**

企业负责人：**褚一龙**

住所：**长沙经济技术开发区人民东路二段169号先进储能节能创意示范产业园12栋502** 发证部门：**湖南省药品监督管理局**

有效期限：至 **2024** 年 **03** 月 **07** 日 发证日期：**2019** 年 **10** 月 **31** 日

再次复印无效

国家药品监督管理局制

### 医疗器械生产产品登记表

企业名称	湖南豌豆医疗用品有限公司			
许可证编号	湘食药监械生产许20190009号			
许可证有效期限	2020年03月11日至 2024年03月07日			
生产范围	II类：02-11 手术器械-牵开器;02-13 手术器械-吻（缝）合器械及材料;06-16 内窥镜辅助用品;07-10 附件、耗材;08-05 呼吸、麻醉、急救设备辅助装置;08-06 呼吸、麻醉用管路、面罩;09-01 电疗设备/器具;09-07 高频治疗设备;14-09 不可吸收外科敷料;14-10 创面敷料;14-12 造口、疤痕护理用品;14-14 医护人员防护用品;14-16 其它器械;			
生产产品列表				
序号	产品名称	注册证号	是否受托生产	登载日期
1	医用外科口罩（无菌型）	湘械注准20202140334	否	2020-03-07
2	一次性使用医用口罩（无菌型）	湘械注准20202140282	否	2020-02-29
3	一次性使用医用口罩（非无菌型）	湘械注准20202140281	否	2020-02-29
4	医用外科口罩（非无菌型）	湘械注准20202140333	否	2020-03-07

国产医疗器械产品（注册）		返回
注册证编号	湘械主准20202140334	
注册人名称	湖南豌豆医疗用品有限公司	
注册人住所	长沙经济技术开发区人民东路二段169号先进储能节能创意示范产业园12栋502	
生产地址	长沙经济技术开发区人民东路二段169号先进储能节能创意示范产业园12栋	
产品名称	医用外科口罩（无菌型）	
管理类别	第二类	
型号规格	型号为：平面形（耳挂式、绑带式），尺寸规格为17cm×9cm。	
结构及组成/主要组成成分	本产品由口罩体、鼻夹、口罩带组成。口罩体内外层为无纺布，中层为熔喷无纺布制成，口罩带由松紧带制成，鼻夹由可弯折的聚丙烯材料制成。该产品经环氧乙烷灭菌，无菌供应。	
适用范围/预期用途	适用于医务人员或相关人员（成人）的基本防护，以及在有创操作过程中阻止体液和喷溅物传播的防护。	
产品储存条件及有效期		
附件		
其他内容		
备注		
审批部门	湖南省药品监督管理局	
批准日期	2020-03-07	
有效期至	2020-11-06	
变更情况		
注	<p>网站发布的医疗器械产品注册和产品备案信息供公众查询,如网站公布的信息与原纸质批件不一致,请联系相应部门纠错。进口和国产三类医疗器械数据问题请发送邮件至国家药监局医疗器械数据纠错邮箱：<a href="mailto:qixiejucuo@nmpa.gov.cn">qixiejucuo@nmpa.gov.cn</a>【邮件主题请注明“医疗器械数据问题”，邮件正文中请填写以下全部信息：1.医疗器械注册号/备案号；2.类型（注册、变更、延续等）；3.问题描述（500字以内）；4.企业名称（全称）；5.统一社会信用代码；6.联系人姓名；7.联系电话（手机和座机）；8.联系邮箱】，或致电国家药监局医疗器械数据纠错电话010-88331951（此电话为我局医疗器械数据纠错联系电话，并非相应产品/企业业务咨询电话）。国产一类和二类医疗器械数据问题请联系企业所在地省局，由省局通过数据共享平台进行纠错和维护。</p>	

225	湖南豌豆医疗用品有限公司 Human Wondo Medical Supplies Co., Ltd.	91430100MA4L72J19J	欧盟CE
-----	--	--------------------	------



# 高新技术企业 证书

证书编号: GR201943000080

有效期: 三年

企业名称: 湖南豌豆医疗用品有限公司

发证时间: 2019年9月5日



批准机关:





# 对外贸易经营者备案登记表

## Record of foreign trade operators

对外贸易经营者备案登记表			
备案登记表编号: 04748908		统一社会信用代码: 91430100MA4L72L19J	
		进出口企业代码: _____	
经营者中文名称	湖南豌豆医疗用品有限公司		
经营者英文名称	Hunan WonDo Medical Supplies CO., LTD.		
组织机构代码	_____	经营者类型 (由备案登记机关填写)	有限责任公司
住所	长沙经济技术开发区人民东路二段169号先进储能节能创意示范产业园12栋502		
经营场所(中文)	长沙经济技术开发区人民东路二段169号先进储能节能创意示范产业园12栋502		
经营场所(英文)	Building 12th, Advanced Energy Storage and Energy Saving of Creative Industrial Park, No. 169, 2nd, Area East Renmin Road, Changsha Economic and Technological Development Zone, Hunan, Province, China.		
联系电话	18673174032	联系传真	073186880007
邮政编码	410000	电子邮箱	524801237@QQ.COM
工商登记注册日期	2019-1-9	工商登记注册号	_____
依法办理工商登记的企业还须填写以下内容			
企业法定代表人姓名	谭周辉	有效证件号	430103198006154061
注册资金	叁仟万元	(折美元)	
依法办理工商登记的外国(地区)企业或个体工商户(独资经营者)还须填写以下内容			
企业法定代表人/ 个体工商户负责人姓名	_____	有效证件号	_____
企业资产/个人财产	_____	(折美元)	
备注	_____		
填表前请认真阅读背面的条款,并由企业法定代表人或个体工商户负责人签字、盖章			
			
2020 年 04 月 27 日			

## 账户信息

### Bank information

公司名称	湖南豌豆医疗用品有限公司
	Hunan Wondo Medical Supplies Co., Ltd
公司地址	湖南省长沙市经济技术开发区人民东路二段 169 号先进储能节能创意示范产业园 12 栋 502
	12 Buildings 502 of Advanced Energy Storage and Energy Saving of Creative Industrial Park, No. 169, 2nd, Area East Renmin Road, Changsha Economic and Technological Development Zone, Hunan, Province, China.
开户行名称(人民币)	招商银行长沙分行
BANK NAME	China Merchants Bank, Changsha Branch
开户行账号 ACCOUNT NO.	731906015510388
开户行地址	湖南省长沙市五一大道 766 号中天广场写字楼 6 楼
BANK ADDRESS	6/F, Zhongtian Plaza, NO. 766. Wuyi Road, Changsha, Hunan, P. R. China
邮编 POST	410005
开户行国际代码 SWIFT CODE	CMBCCNBS341
开户行名称(美金)	中国银行湖南省分行
BANK NAME	Bank of China Hunan Branch
开户行账号 ACCOUNT NO.	598975235883
开户行地址	中国湖南省长沙市芙蓉中路一段 593 号, 邮编 410011
BANK ADDRESS	593 Furong Middle Road(1 Duan), Changsha 410011, Hunan Prov., China
开户行国际代码 SWIFT CODE	BKCHCNBJ970
开户行名称(欧元)	中国银行湖南省分行
BANK NAME	Bank of China Hunan Branch
开户行账号 ACCOUNT NO.	580775238000
开户行地址	中国湖南省长沙市芙蓉中路一段 593 号, 邮编 410011
BANK ADDRESS	593 Furong Middle Road(1 Duan), Changsha 410011, Hunan Prov., China
开户行国际代码 SWIFT CODE	BKCHCNBJ970

## 中国医疗器械注册证

## Certificate of CFDA Registration

## 中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：湘械注准20202140333

注册人名称	湖南豌豆医疗用品有限公司
注册人住所	长沙经济技术开发区人民东路二段169号先进储能节能创意示范产业园12栋502
生产地址	长沙经济技术开发区人民东路二段169号先进储能节能创意示范产业园12栋
代理人名称	不适用
代理人住所	不适用
产品名称	医用外科口罩（非无菌型）
型号、规格	型号：平面形（耳挂式、绑带式），尺寸规格为17cm×9cm。
结构及组成	本产品由口罩体、鼻夹、口罩带组成。口罩体分为内、中、外三层组成，内层、外层为无纺布，中层为熔喷无纺布，口罩带由松紧带制成，鼻夹由可弯折的聚丙烯材料制成。产品为非无菌供应。
适用范围	适用于医务人员或相关人员的基本防护，以及在有创操作过程中阻止体液和喷溅物传播的防护。
附件	产品技术要求
其他内容	
备注	1. 该产品为应急审批注册，有效期为八个月；2. 该产品在延续/变更注册时应按医疗器械注册管理要求完善相关资料。

审批部门：湖南省药品监督管理局

批准日期：2020年03月07日

有效期至：2020年11月06日



# 中国检测报告

## Inspection Report

# 检 验 报 告

报告编号: YQ202030272



委托单位 湖南豌豆医疗用品有限公司

样品名称 医用外科口罩

型 号 C

检验类别 注册检验



湖南省医疗器械检验检测所

湖南省医疗器械检验检测所  
检 验 报 告 首 页

第1页共2页

报告编号: YQ202030272



样品名称	医用外科口罩	样品编号	YQ202030272
型号规格	C	商 标	佰合
委托单位	湖南豌豆医疗用品有限公司	检验类别	注册检验
委托单位地址	长沙经济技术开发区人民东路二段169号先进储能节能创意示范产业园12栋	产品编号/批号	2002001
生产单位	湖南豌豆医疗用品有限公司	抽样单/协议编号	QX202000492
受检单位	湖南豌豆医疗用品有限公司	生产日期	2020.02.16
抽样单位	/	样品数量	20 个
抽样地点	/	抽样基数	/
抽样日期	/	检验地点	长沙市八一路60号
收样日期	2020-03-03	检验日期	2020-03-04 ~ 2020-03-07
检验项目	单项检验		
检验依据	湖南豌豆医疗用品有限公司医用外科口罩产品技术要求		
检验结论	被检样品受检项目符合湖南豌豆医疗用品有限公司医用外科口罩产品技术要求。 (检验报告专用章或检验单位公章) 签发日期 2020-03-09		
备注	1) 报告中的“——”表示此项不适用,报告中“/”表示此项空白。 2) 应急注册检验,本品为非无菌产品。 3) 细菌过滤效率(BFE)系委托湖南省药品检验研究院(湖南药用辅料检验检测中心)检验(证书编号:15180014017)		

批准: 黄海洋

审核: 刘国园

检验: 彭婉琴

职务: 副所长

湖南省医疗器械检验检测所  
检 验 报 告

报告编号: YQ202030272

第2页共2页

序号	检验项目	标准条款	标准要求	检验结果	单项结论	备注
1	细菌过滤效率(BFE)	2.6.1	口罩的细菌过滤效率应不小于95%	98.9%	符合	/

以下空白

湖南省医疗器械检验检测所  
检验报告

报告编号: YQ202030178

第2页共2页

序号	检验项目	标准条款	标准要求	检验结果	单项结论	备注
1	合成血液穿透	2.5	2ml合成血液以16.0kPa (120mmHg) 压力喷向口罩外侧面后, 口罩内侧面不应出现渗透 (3/0)	符合要求 (3/0)	符合	/
2	颗粒过滤效率 (PFE)	2.6.2	口罩对非油性颗粒的过滤效率应不小于30% (3/0)	43%~44% (3/0)	符合	/

以下空白

仅供存档备查使用 再次复印无效

# 出口销售证明

## Export sales certificate

中华人民共和国  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  
医疗器械产品出口销售证明  
CERTIFICATE FOR EXPORTATION OF MEDICAL  
PRODUCTS

证书编号：湘药监械出 20200064 号  
Certificate NO.: HNMPA 20200064

产品名称：医用外科口罩  
Product(s): Medical Surgical Face Mask

规格型号：平面形（耳挂式、绑带式），尺寸规格为 17cm×9cm，允差 5%  
Model: Flat form (ear loop and lexpert-up) Size, 17cm × 9cm, deviation 5%

产品注册或备案凭证号：湘械注准 20202140333  
Registration certificate(s): HNMPA Certified 20202140333

生产企业：湖南豌豆医疗用品有限公司  
Manufacturer: Hunan Wondo Medical Supplies Co., Ltd.

生产企业住所：长沙经济技术开发区人民东路二段 169 号先进储能节能创意示范  
产业园 12 栋 502  
Address of manufacturer: Building 12th, Advanced Energy Storage and Energy  
Saving of Creative Industrial Park, No. 169, 2nd, Area East Renmin Road,  
Changsha Economic and Technological Development Zone, Hunan,  
Province, China.

生产许可或备案凭证号：湘食药监械生产许 20190009 号  
Manufacturing License(s): Hunan CFDA Production Permit No. 20190009 号

兹证明上述产品已准许在中国生产和销售。  
This is to certify that the above products have been registered  
to be manufactured and sold in China.

证明有效日期至：2022 年 4 月 12 日  
This certification valid until: Apr. 12, 2022



## CE 认证流程说明

### CE procedure

#### 豌豆医疗 CE 认证流程

- 1、自我符合性声明（包括欧代信息、产品类别、引用标准、符合欧盟法规 MDR 等信息）；
- 2、由欧盟委员会授权的（中国仅 3 家）、具有 MDR 审核资质的公告机构南德认证检测（TÜV SÜD）出具产品的相关检测报告；
- 3、欧代完成审定并递交德国主管当局（药监局）备案，德国药主管当局出具官方签字版的备案凭证，该凭证代表我公司产品符合欧盟标准并具有 CE 出口资质。


湖南豌豆医疗用品有限公司

2020 年 3 月 25 日



# CE 符合性声明

## Declaration of Conformity



**Declaration of Conformity**

**Manufacturer:** Hunan Wondo Medical Supplies Co., Ltd.  
**Address:** Building 12th, Advanced Energy Storage and Energy Saving of Creative Industrial Park, No. 169, 2nd, Area East Renmin Road, Changsha Economic and Technological Development Zone, Hunan, Province, China

**EU Authorised Representative:**  
 Osmunda Medical Technology Service GmbH  
 Address: Von Oppen-Weg 15, 14476 Potsdam, Germany  
 DIMDI code: DE/0000047267

**Device:** Medical surgical face mask  
**Model:** Flat form (ear loop and lexpert-up); Folded form  
**Classification (MDR, Annex VIII):** Class I  
**Conformity assessment route:** ANNEX II+ANNEX III

We herewith declare that the above mentioned product meet the provisions of the following regulation (EU) MDR 2017/745. All supporting documentations are retained under the premises of the manufacturer.


CE

**General applicable directives:**  
 Medical Device Directive: REGULATION (EU) 2017/745 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 April 2017 on medical devices.

**Standard Applied:**

EN ISO 13485:2016	EN ISO 14971:2012	EN 14683:2019 +AC: 2019	BS EN ISO 15223-1:2016
EN ISO 10993-1:2009/AC:2010	EN ISO 10993-5:2009	ISO 10993-10:2010	EN 1041:2008

**Place, Date of Issue:**  
  
Changsha, 30<sup>th</sup> March 2020

**Signature:**  
  
 \_\_\_\_\_  
**Manager representative**

# TÜV 检测报告

## TÜV Inspection Report

Test Report No.: 721653785-11  
Report Date: 23 April 2020



**SUBJECT** Physical & Microbiological Test

**TEST LOCATION** TÜV SÜD China  
TÜV SÜD Products Testing (Shanghai) Co., Ltd.  
B-3/4, No.1999 Du Hui Road, Minhang District  
Shanghai 201108, P.R. China

**CLIENT NAME** Hunan Wondo Medical Supplies Co., Ltd

**CLIENT ADDRESS** Building 12th, Advanced Energy Storage and Energy Saving of Creative Industrial Park, No. 169, 2nd, Area East Renmin Road, Changsha Economic and Technological Development Zone, Hunan, Province, China.

**TEST PERIOD** 08-Apr-2020~16-Apr-2020

Prepared By

*Bella Xu*

(Bella Xu)  
Report Drafter

Authorized By



(Leo Liu)  
Authorized Signatory

**Note:** (1) General Terms & Conditions as mentioned overleaf. (2) The results relate only to the items tested. (3) The test report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory. (4) Without the agreement of the laboratory, the client is not authorized to use the test results for unapproved propaganda.

**Chemical/Microbiology Laboratory:**  
TÜV SÜD Products Testing (Shanghai) Co., Ltd.  
B-3/4, No.1999 Du Hui Road, Minhang District  
Shanghai  
201108  
P.R. China

Phone : +86 (21) 6037 6375  
Fax : +86 (21) 6037 6345  
Email: food.chem@tuv-sud.cn  
Webpage: www.tuv-sud.cn

**Regional Head Office:**  
TÜV SÜD Certification and Testing  
(China) Co., Ltd.  
No.151 Heng Tong Road Shanghai  
200 070 P.R.China



Page 1 of 11

Test Report No.: 721653785-11  
Report Date: 23 April 2020



TEST REPORT

Sample Description : Medical Surgical Face Mask  
Sample Quantity : 50 pieces  
Lot Number/Batch Code : 20200324  
Specification : Flat form ear loop  
Size : 17cm\*9cm  
Type of Mask : Type IIR  
Brand Name : /

Remark: The above information was provided by applicant.

Summary of Test Results

No.	Test Item	Test Standard	Judgement
1	Bacterial Filtration Efficiency (BFE) Test	EN 14683:2019+AC:2019(E) Annex B	Pass
2	Differential Pressure Test	EN 14683:2019+AC:2019(E) Annex C	Pass
3	Synthetic Blood Penetration Test	ISO 22609:2004	Pass
4	Microbial Cleanliness Test	EN 14683:2019+AC:2019(E) Annex D	Pass

Note: Pass = Meet customer requirements;  
Fail = Fail customer requirements;  
# = No comment;  
N.D. = Not detected.

Photo of Samples



Chemical/Microbiology Laboratory:  
TUV SUD Products Testing (Shanghai) Co.,  
Ltd.  
B-34, No.1999 Du Hui Road, Minhang District  
Shanghai  
201108  
P.R. China

Phone : +86 (21) 6037 6375  
Fax : +86 (21) 6037 6345  
Email: food.chem@tuv-sud.cn  
Webpage: www.tuv-sud.cn

Regional Head Office:  
TUV SUD Certification and Testing  
(China) Co., Ltd.  
No.151 Heng Tong Road Shanghai  
200070 P.R.China



Test Report No.: 721653785-11  
Report Date: 23 April 2020



Results

No.	Test Item	Test Result
1	Bacterial Filtration Efficiency (BFE) Test	Specimen 1#: 99.5% Specimen 2#: 99.4% Specimen 3#: 99.4% Specimen 4#: 99.5% Specimen 5#: 99.5%
2	Differential Pressure Test	26.5 Pa/cm <sup>2</sup>
3	Synthetic Blood Penetration Test	Specimen 1#~13#: None seen
4	Microbial Cleanliness Test	Specimen 1#: 5 CFU/g Specimen 2#: 27 CFU/g Specimen 3#: 13 CFU/g Specimen 4#: 10 CFU/g Specimen 5#: 8 CFU/g

Bacterial Filtration Efficiency (BFE) Test

1. Purpose

For evaluating the bacterial filtration efficiency (BFE) of mask.

2. Sample description was given by client

Sample description : Medical Surgical Face Mask  
Specification : Flat form ear loop  
Lot Number : 20200324  
Sample Receiving Date : 2020-04-08

3. Test Method

EN 14683:2019+AC:2019(E) Annex B

4. Apparatus and materials

- 4.1 *Staphylococcus aureus* ATCC 6538.
- 4.2 Peptone water.
- 4.3 Tryptic Soy Broth(TSB).
- 4.4 Tryptic Soy Agar(TSA).
- 4.5 Bacterial filtration efficiency test apparatus.
- 4.6 Six-stage viable particle Anderson sampler.
- 4.7 Flow meters.

5. Test specimen

- 5.1 As requested by client, take a total of 5 test specimens.
- 5.2 Prior to testing, condition all test specimens for a minimum of 4 h at (21±5)°C and (85±5)% relative humidity.

Chemical/Microbiology Laboratory:  
TUV SUD Products Testing (Shanghai) Co.,  
Ltd.  
8-3/4, No.1999 Du Hai Road, Minhang District  
Shanghai  
201108  
P.R. China

Phone : +86 (21) 6037 6375  
Fax : +86 (21) 6037 6345  
Email: food.chem@tuv-sud.cn  
Webpage: www.tuv-sud.cn

Regional Head Office:  
TUV SUD Certification and Testing  
(China) Co., Ltd.  
No.151 Heng Tong Road Shanghai  
200 070 P.R.China



Page 3 of 11



Test Report No.: 721653785-11  
Report Date: 23 April 2020



## 6. Procedure

- 6.1 Preparation of the bacterial challenge: Dilute the culture in peptone water to achieve a concentration of approximately  $5 \times 10^8$  CFU/mL.
- 6.2 Adjust the flow rate through the Anderson sampler to 28.3 L/min.
- 6.3 Deliver the challenge to the nebulizer using a syringe pump. Purge tubing and nebulizer of air bubbles.
- 6.4 Perform a positive control run without a test specimen to determine the number of viable aerosol particles being generated. The mean particle size (MPS) of the aerosol will also be calculated from the results of these positive control plates.
  - 6.4.1 Initiate the aerosol challenge by turning on the air pressure and pump connected to the nebulizer. Immediately begin sampling the aerosol using the Anderson sampler.
  - 6.4.2 Time the challenge suspension to be delivered to the nebulizer for 1 min.
  - 6.4.3 Time the air pressure and Anderson sampler to run for 2 min.
  - 6.4.4 At the conclusion of the positive control run, remove plates from the Anderson sampler.
- 6.5 Place new agar plates into Anderson sampler and clamp the test specimen into the top of the Anderson sampler, with the inside of the specimen facing towards the bacterial challenge (test area:  $77\text{cm}^2$ ).
- 6.6 Repeat the challenge procedure for each test specimen.
- 6.7 Repeat a positive control after completion of the sample set.
- 6.8 Perform a negative control run by collecting a 2 min sample of air from the aerosol chamber. No bacterial challenge should be pumped into the nebulizer during the collection of the negative control.
- 6.9 Incubate agar plates at  $(37 \pm 2)^\circ\text{C}$  for (20 to 52) h.
- 6.10 Count each of the six-stage plates of the Anderson sampler.

## 7. Calculation

Total the count from each of the six plates for the test specimens and positive controls, as specified by the manufacture of Anderson sampler. The filtration efficiency percentages are calculated as follows:

$$\text{BFE} = (C - T) / C \times 100$$

T is the total plate count for the test specimen.

C is the mean of the total plate counts for the two positive controls.

Chemical/Microbiology Laboratory:  
TUV SÜD Products Testing (Shanghai) Co.,  
Ltd.  
B-34, No.1999 Du Hai Road, Minhang District  
Shanghai  
201105  
P.R. China

Phone : +86 (21) 6037 6375  
Fax: +86 (21) 6037 6345  
Email: food.chem@tuv-sud.cn  
Webpage: www.tuv-sud.cn

Regional Head Office:  
TUV SÜD Certification and Testing  
(China) Co., Ltd.  
No.151 Heng Tong Road Shanghai  
200 070 P.R.China

TUV®


Page 4 of 11

Test Report No.: 721653785-11  
Report Date: 23 April 2020



8. Test results\*

Stage Number	P Value	Positive Control (A)	Positive Control (B)	Negative Control	Specimen 1#	Specimen 2#	Specimen 3#	Specimen 4#	Specimen 5#
1		33	55	0	0	0	0	0	0
2		120	246	0	2	2	2	2	2
3		112	294	0	1	0	1	1	1
4		119	296	0	0	0	0	0	0
5		1341	1219	0	4	4	3	4	4
6		347	450	0	4	7	7	5	4
Total (T), CFU		2072	2562	<1	11	13	13	12	11
Average (C), CFU	$2.3 \times 10^2 = (P_A + P_B) / 2$								
BFE, %					99.5	99.4	99.4	99.5	99.5
Requirements	≥ 98								
Remarks	<p><i>P</i> is the value of corresponding corrected particle counts as specified by the manufacturer of the cascade impactor.  <i>T</i> is the total of <i>P</i> value for the test specimen.  <i>C</i> is the mean of the total of <i>P</i> value of the two positive controls.</p>								



ES  
测试  
合格

Chemical/Microbiology Laboratory:  
TUV SÜD Products Testing (Shanghai) Co., Ltd.  
9-3/4, No.1999 Du Hui Road, Minhang District  
Shanghai  
201108  
P.R. China

Phone : +86 (21) 6037 6375  
Fax : +86 (21) 6037 6345  
Email: food.chem@tuv-sud.cn  
Webpage: www.tuv-sud.cn

Regional Head Office:  
TUV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd.  
No.151 Heng Tong Road Shanghai  
200070 P.R.China



Test Report No.: 721653785-11  
Report Date: 23 April 2020



Differential pressure Test

1. Purpose

The purpose of the test was to measure the differential pressure of masks.

2. Sample description was given by client

Sample description : Medical Surgical Face Mask  
Specification : Flat form ear loop  
Lot Number : 20200324  
Sample Receiving Date : 2020-04-08

3. Test Method

EN 14683:2019+AC:2019(E) Annex C

4. Apparatus and materials

Differential pressure testing instrument

5. Test specimen

- 5.1 Test specimen are complete masks or shall be cut from masks. Each specimen shall be able to provide 5 different circular test areas of 2.5 cm in diameter.
- 5.2 Prior to testing, condition all test specimens for a minimum of 4 h at  $(21 \pm 5)^\circ\text{C}$  and  $(85 \pm 5)\%$  relative humidity.

6. Procedure

- 6.1 Without a specimen in place, the holder is closed and the differential manometer is zeroed. The pump is started and the flow of air adjusted to 8 L/min.
- 6.2 The pretreated specimen is placed across the orifice (total area  $4.9\text{cm}^2$ , test area diameter 25mm) and clamped into place so as to minimize air leaks.
- 6.3 Due to the presence of an alignment system the tested area of the specimen should be perfectly in line and across the flow of air.
- 6.4 The differential pressure is read directly.
- 6.5 The procedure described in steps 6.1-6.4 is carried out on 5 different areas of the mask and readings averaged.

Results:

Specimen	Test Results* (Pa/cm <sup>2</sup> )	Average (Pa/cm <sup>2</sup> )	Requirements	Judgement
1#	27.1	26.5	< 60	Pass
2#	26.6			
3#	24.3			
4#	25.0			
5#	29.5			

Chemical/Microbiology Laboratory:  
TUV SUD Products Testing (Shanghai) Co., Ltd.  
8-3/4, No. 1599 Du Hui Road, Minhang District  
Shanghai  
201108  
P.R. China

Phone : +86 (21) 6037 6375  
Fax : +86 (21) 6037 6345  
Email: food.chem@tuv-sud.cn  
Webpage: www.tuv-sud.cn

Regional Head Office:  
TUV SUD Certification and Testing  
(China) Co., Ltd.  
No.151 Heng Tong Road Shanghai  
200 070 P.R.China



Page 6 of 11

TUV SUD 1 \*

Test Report No.: 721653785-11  
Report Date: 23 April 2020



### Synthetic Blood Penetration Test

#### 1. Purpose

For evaluation of resistance of masks to penetration by a fixed volume of synthetic blood at a high velocity.

#### 2. Sample description was given by client

Sample description : Medical Surgical Face Mask  
Specification : Flat form ear loop  
Lot Number : 20200324  
Sample Receiving Date : 2020-04-08

#### 3. Test Method

ISO 22609:2004

#### 4. Apparatus and materials

- 4.1 Synthetic blood.
- 4.2 Tensiometer.
- 4.3 Synthetic blood penetration test apparatus;
- 4.4 Targeting plate.
- 4.5 Air pressure source.
- 4.6 Ruler.
- 4.7 Balance.
- 4.8 Controlled temperature and humidity chamber.

#### 5. Test specimen

- 5.1 As requested by client, take a total of 13 test specimens.
- 5.2 Prior to testing, condition all test specimens for a minimum of 4h at  $(21\pm 5)^{\circ}\text{C}$  and  $(85\pm 5)\%$  relative humidity.

#### 6. Procedure

- 6.1 Prepare the synthetic blood (40~44 mN/m) for the test.
- 6.2 Determine the density of the synthetic blood.
- 6.3 Fill the reservoir with new synthetic blood.
- 6.4 Position the test specimen 30.5 cm (12 in.) from the exit of the canula.
- 6.5 Set the reservoir pressure to the approximate pressure.
- 6.6 Place the targeting plate approximately 1 cm away from the mask.
- 6.7 Set the valve timer to 0.5 s. Collect and weigh the amount of fluid delivered (before the targeting hole).
- 6.8 Set the valve timer to 1.5 s. Collect and weigh the amount of fluid delivered (before the targeting

Chemical/Microbiology Laboratory:  
TUV SUD Products Testing (Shanghai) Co.,  
Ltd.  
B-34, No.1099 Du Hui Road, Minhang District  
Shanghai  
201108  
P.R. China

Phone : +86 (21) 6037 6375  
Fax : +86 (21) 6037 6345  
Email: food.chem@tuv-sud.cn  
Webpage: www.tuv-sud.cn

Regional Head Office:  
TUV SUD Certification and Testing  
(China) Co., Ltd.  
No.151 Heng Tong Road Shanghai  
200 070 P.R.China

TUV®

Page 7 of 11



Test Report No.: 721653785-11  
Report Date: 23 April 2020



hole).

- 6.9 Calculate the difference in weight of the two spurts. For a test fluid with a density of 1.003, Table 1 gives the target difference in weight plus lower and upper limits for a velocity range within 2% of the target.

Table 1 Target weight difference

Fluid Pressure (mmHg)	Weight difference for 1s difference in spurt duration (g)		
	Min.	Target	Max.
120	3.002	3.063	3.124

- 6.10 Adjust the reservoir pressure and repeat steps 6.7 to 6.9 until the weight difference is within the target range.
- 6.11 Record the weight difference for the spurts exiting the nozzle.
- 6.12 Record the pressure in the reservoir.
- 6.13 Set the valve time to 0.5 s. Collect and weigh the amount of fluid passing through the targeting hole.
- 6.14 Set the valve time to 1.5 s. Collect and weigh the amount of fluid passing through the targeting hole.
- 6.15 The difference in weight between the 0.5 s and 1.5 s spurts through the targeting plate shall be within +2 % - 5 % of the difference in weight from the nozzle.
- 6.16 If the differential weight is less than 95 % of the weight difference exiting the nozzle, check the aim of the stream to make sure it is passing cleanly through the targeting hole.
- 6.17 If the differential weight is more than 102 % of the weight difference exiting the nozzle, repeat the weight measurements exiting the nozzle (steps 6.7 to 6.11).
- 6.18 For standard synthetic blood, the timer duration can be estimated using the formula:  
( $p$  is the density of the test fluid.)  $t = 0.5 + (2 \times p - g \text{ at } 0.5 \text{ s}) / (g \text{ at } 1.5 \text{ s} - g \text{ at } 0.5 \text{ s})$ .
- 6.19 Record the timer setting to use as the starting point for subsequent testing.
- 6.20 Mount a test specimen on the specimen holding fixture. If the mask contains pleats, spread the pleats out when mounting the mask onto the fixture to present a single layer of material as the target area.
- 6.21 Squirt the synthetic blood onto the test specimen for the calculated time. Ensure that the synthetic blood hits the target area of mask.
- 6.22 Inspect the inside surface for synthetic blood penetration within 10 s of squirting the synthetic blood against the target area.
- 6.23 Report the results (none / penetration) for each test specimen at the test pressure.

Chemical/Microbiology Laboratory:  
TUV SUD Products Testing (Shanghai) Co.,  
Ltd.  
8-3/4, No.1999 Du Hui Road, Minhang District  
Shanghai  
201108  
P.R. China

Phone : +86 (21) 6037 6375  
Fax : +86 (21) 6037 6345  
Email: food.chem@tuv-sud.cn  
Webpage: www.tuv-sud.cn

Regional Head Office:  
TUV SUD Certification and Testing  
(China) Co., Ltd.  
No.151 Heng Tong Road Shanghai  
200 070 P.R.China



Page 8 of 11

Test Report No.: 721653785-11  
Report Date: 23 April 2020



Results:

Specimen	Test Results*	Requirements	Judgement
1#	None Seen	Pass Pressure at 16.0 kPa (120mmHg)	Pass
2#	None Seen		Pass
3#	None Seen		Pass
4#	None Seen		Pass
5#	None Seen		Pass
6#	None Seen		Pass
7#	None Seen		Pass
8#	None Seen		Pass
9#	None Seen		Pass
10#	None Seen		Pass
11#	None Seen		Pass
12#	None Seen		Pass
13#	None Seen		Pass



Chemical/Microbiology Laboratory:  
TUV SUD Products Testing (Shanghai) Co.,  
Ltd.  
9-34, No.1599 Du Hui Road, Minhang District  
Shanghai  
201108  
P.R. China

Phone : +86 (21) 6037 6375  
Fax : +86 (21) 6037 6345  
Email: food.chem@tuv-sud.cn  
Webpage: www.tuv-sud.cn

Regional Head Office:  
TUV SUD Certification and Testing  
(China) Co., Ltd.  
No.151 Heng Tong Road Shanghai  
200 070 P.R.China



Test Report No.: 721653785-11  
Report Date: 23 April 2020



### Microbial Cleanliness Test

#### 1. Purpose

The purpose of the test was to measure microbial cleanliness of mask.

#### 2. Sample description was given by client

Sample description : Medical Surgical Face Mask  
Specification : Flat form ear loop  
Lot Number : 20200324  
Sample Receiving Date : 2020-04-08

#### 3. Test Method

According to EN ISO 11737-1:2018 to determine the microbial cleanliness of mask material, and refer to the procedure as described in EN 14683:2019+AC:2019(E) Annex D

#### 4. Apparatus and materials

- 4.1 Orbital shaker.
- 4.2 0.45 um filter.
- 4.3 Tryptic Soy Agar (TSA).
- 4.4 Sabouraud Dextrose Ager (SDA) with chloramphenicol.
- 4.5 Formula of Extraction Liquid: 1g/L peptone, 5g/L NaCl and 2g/L Tween 20.
- 4.6 Extraction apparatus.

#### 5. Test specimen

- 5.1 As requested by client, take a total of 5 mask samples.
- 5.2 Mask samples for testing are provided in the original primary packaging.
- 5.3 Condition at (18 to 26)°C and (45 to 65)% relative humidity during testing.

#### 6. Procedure

- 6.1 Five test specimens are selected from the top, bottom and 3 randomly chosen marks.
- 6.2 The mask is aseptically removed from the packaging and placed in a sterile 500 mL bottle containing 300 mL of extraction liquid.
- 6.3 The bottle is laid down on an orbital shaker and shaken for 5 min at 250 rpm.
- 6.4 After extracting, 100mL of the extraction liquid is filtered through a 0.45 um filter and laid down on a TSA plate for the total viable aerobic microbial count. Another 100 mL aliquot of the same extraction liquid is filtered in the same way and the filter plated on SDA for fungi enumeration.
- 6.5 The plates are incubated for 3 days at 30°C and 7 days at (20 to 25)°C for TSA and SDA plates respectively.
- 6.6 Calculate the colonies of each agar plate.

#### 7. Calculation

For each test specimen calculate the microbial cleanliness as follows by counting the total colonies of the TSA and SDA plates.

Chemical/Microbiology Laboratory:  
TUV SUD Products Testing (Shanghai) Co.,  
Ltd.  
B-34, No.1999 Du Hai Road, Minhang District  
Shanghai  
201108  
P.R. China

Phone : +86 (21) 6037 6375  
Fax : +86 (21) 6037 6345  
Email: food.chem@tuv-sud.cn  
Webpage: www.tuv-sud.cn

Regional Head Office:  
TUV SUD Certification and Testing  
(China) Co., Ltd.  
No.151 Heng Tong Road Shanghai  
200 070 P.R.China



Page 10 of 11

Test Report No.: 721653785-11  
Report Date: 23 April 2020



Results\*:

Specimen	Colonies of the TSA Plate	Colonies of the SDA Plate	Microbial Cleanliness, (CFU/g)	Requirements	Judgement
1#	4	1	5	According to EN ISO 11737-1:2018 the microbial cleanliness of the mask shall be $\leq 30$ CFU/g tested.	Pass
2#	15	12	27		
3#	7	6	13		
4#	8	2	10		
5#	7	1	8		

Note:

- 1.\*denotes this test was carried out by external laboratory assessed as competent.
- 2.This report is for internal use only such as internal scientific research ,education, quality control, product R&D.

-END OF THE TEST REPORT-



Chemical/Microbiology Laboratory:  
TÜV SÜD Products Testing (Shanghai) Co.,  
Ltd.  
B-34, No.1999 Du Hui Road, Minhang District  
Shanghai  
201108  
P.R. China

Phone : +86 (21) 6037 6375  
Fax : +86 (21) 6037 6345  
Email: food.chem@tuv-sud.cn  
Webpage: www.tuv-sud.cn

Regional Head Office:  
TÜV SÜD Certification and Testing  
(China) Co., Ltd.  
No.151 Heng Tong Road Shanghai  
200 070 P.R.China



# CE 备案凭证

## CE Filing Certificate

Anlage 1  
(zu § 4 Abs. 1 Nr. 1 DIMDIV)  
Formularnummer 00301438

### Allgemeine Anzeigepflicht nach §§ 25 und 30 Abs. 2 MPG General Obligation to Notify pursuant to §§ 25 and 30 (2) Medical Devices Act, MPG

Formblatt für Medizinprodukte, außer In-vitro-Diagnostika  
Form for Medical Devices except In Vitro Diagnostic Medical Devices

Zuständige Behörde / Competent authority	
Code <b>DE/CA76</b>	
Bezeichnung / Name <b>Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit, Abteilung Gesundheit, Dezernat G4</b>	
Staat / State <b>Deutschland</b>	Land / Federal state <b>Brandenburg</b>
Ort / City <b>Zossen</b>	Postleitzahl / Postal code <b>15806</b>
Straße, Haus-Nr. / Street, house no. <b>Wünsdorfer Platz 3</b>	
Telefon / Phone <b>+49-331-8683852</b>	Telefax / Fax <b>+49-331-8683865</b>
E-Mail / E-mail <b>medizinprodukte@lavg.brandenburg.de</b>	
Anzeige / Notification	
Registrierdatum bei der zuständigen Behörde Registration date at competent authority	Registriernummer / Registration number
Typ der Anzeige / Notification type <input checked="" type="checkbox"/> Erstanzeige / Initial notification <input type="checkbox"/> Änderungsanzeige / Notification of change <input type="checkbox"/> Widerrufsanzeige / Notification of withdrawal	
Frühere Registriernummer bei Änderungs- und Widerrufsanzeige Previous registration number if notification has been changed or withdrawn	
Anzeigender nach § 25 MPG / Reporter pursuant to § 25 Medical Devices Act, MPG <input type="checkbox"/> Hersteller / Manufacturer <input checked="" type="checkbox"/> Bevollmächtigter / Authorised Representative <input type="checkbox"/> Einführer / Importer <input type="checkbox"/> Verantwortlicher für das Zusammensetzen von Systemen oder Behandlungseinheiten nach § 10 Abs. 1 und 2 MPG \ Assembler of systems or procedure packs pursuant to § 10 (1) and (2) Medical Devices Act, MPG <input type="checkbox"/> Betrieb oder Einrichtung (aufbereiten) nach § 25 Abs. 1 MPG i. V. m. § 4 Abs. 2 MPBetreibV Institution (processing) pursuant to § 25 (1) Medical Devices Act, MPG in connection with § 4 (2) MPBetreibV <input type="checkbox"/> Betrieb oder Einrichtung (sterilisieren) nach § 25 Abs. 2 i. V. m. § 10 Abs. 3 MPG Institution (sterilizing) pursuant to § 25 (2) in connection with § 10 (3) Medical Devices Act, MPG	

<b>Anzeigender / Reporting organisation (person)</b>	
Code	DE/0000047267
Bezeichnung / Name	Osmunda Medical Technology Service GmbH
Staat / State	Deutschland
Land / Federal state	Brandenburg
Ort / City	Potsdam
Postleitzahl / Postal code	14476
Straße, Haus-Nr. / Street, house no. Von Oppen-Weg, 15	
Telefon / Phone	030 50590627
Telefax / Fax	
E-Mail / E-mail	eu@osmundacn.com

<b>Hersteller / Manufacturer</b>	
Bezeichnung / Name	Hunan Wondo Medical Supplies Co., Ltd
Staat / State	CN
Ort / City	Changsha, Hunan
Postleitzahl / Postal code	410000
Straße, Haus-Nr. / Street, house no. Building 12th, Advanced Energy Storage and Energy Saving of Creative Industrial Park, No. 169, 2nd, Area East Renmin Road, Changsha Economic and Techn	
Telefon / Phone	0086-731-86910566
Telefax / Fax	
E-Mail / E-mail	

<b>Sicherheitsbeauftragter für Medizinprodukte nach § 30 Abs. 2 MPG 9) Safety officer for medical devices pursuant to § 30 (2) Medical Devices Act, MPG</b>	
Bezeichnung / Name	Min Yang
Staat / State	Deutschland
Land / Federal state	Berlin
Ort / City	Berlin
Postleitzahl / Postal code	10787
Straße, Haus-Nr. / Street, house no. Keithstr. 2-4	
Telefon / Phone	030 5059 0627
Telefax / Fax	
E-Mail / E-mail	min.yang@osmundacn.com

Vertreter / Deputy (optional)	
Bezeichnung / Name	
Telefon / Phone	Telefax / Fax
E-Mail / E-mail	
<input type="checkbox"/> Erstanzeige / Initial notification <input checked="" type="checkbox"/> Änderungsanzeige / Notification of change	

本设备档案使用 再次复印无效

Medizinprodukt (Erstmaliges Inverkehrbringen) / Medical device (First placing on the market)	
Klasse / Class	
<input checked="" type="checkbox"/> I	
<input type="checkbox"/> I - steril / sterile	
<input type="checkbox"/> I - mit Messfunktion / with measuring function	
<input type="checkbox"/> I - steril und mit Messfunktion / sterile and with measuring function	
<input type="checkbox"/> IIa	
<input type="checkbox"/> IIb	
<input type="checkbox"/> III	
<input type="checkbox"/> III - hergestellt unter Verwendung von Gewebe tierischen Ursprungs im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 722/2012 manufactured utilising tissues of animal origin in terms of Commission Regulation (EU) No 722/2012	
<input type="checkbox"/> Aktives implantierbares Medizinprodukt / Active implantable medical device	
<input type="checkbox"/> Aktives implantierbares Medizinprodukt - hergestellt unter Verwendung von Gewebe tierischen Ursprungs im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 722/2012 Active implantable medical device - manufactured utilising tissues of animal origin in terms of Commission Regulation (EU) No 722/2012	
App (Software auf mobilen Endgeräten)	<input type="checkbox"/> ja / yes <input checked="" type="checkbox"/> nein / no
Nummer(n) der Bescheinigung(en) / Certificate number(s)	
Handelsname des Produktes / Trade name of the device	<b>Medical surgical face mask</b>
Produktbezeichnung / Name of device	
Nomenklaturcode / Nomenclature code	<b>12-458</b>
Nomenklaturbezeichnung / Nomenclature term	<b>Maske, Chirurgie</b>
Kategoriecode / Category code	<b>10</b>
Kategorie / Category	<b>Produkte zum Einmalgebrauch</b>
Kurzbeschreibung deutsch / German short description	
Kurzbeschreibung englisch / English short description	<b>The medical surgical face mask is suitable for medical workers basic protection and related workers under environment with the risk of body fluid and spatter.</b>



<b>Medizinprodukte (Aufbereiten) / Medical devices (Reprocessing)</b>	
	<input type="checkbox"/> Semikritische Medizinprodukte / Semicritical medical devices <input type="checkbox"/> Gruppe A / Group A <input type="checkbox"/> Gruppe B / Group B
	<input type="checkbox"/> Kritische Medizinprodukte / Critical medical devices <input type="checkbox"/> Gruppe A / Group A <input type="checkbox"/> Gruppe B / Group B <input type="checkbox"/> Gruppe C / Group C Nummer der Bescheinigung / Certificate number
	Sterilisationsverfahren / Sterilisation procedures <input type="checkbox"/> Dampfsterilisation / Steam sterilisation <input type="checkbox"/> Gassterilisation / Gas sterilisation <input type="checkbox"/> Strahlensterilisation / Radiation sterilisation <input type="checkbox"/> andere / others Angewandtes Verfahren / Applied procedure

Ich versichere, dass die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht wurden.  
I affirm that the information given above is correct to the best of my knowledge.

Ort City Berlin Datum Date 2020-04-05  
Name Min Yang  
Unterschrift Signature

<b>Bearbeitungsvermerke / Processing notes</b> Nur von der zuständigen Behörde auszufüllen / To be filled in only by the competent authority	
	Bearbeiter / Person responsible
	Telefon / Phone

## 包装信息

### Packaging information



初包装: 18cm\*29cm  
50 片/包



中盒: 8cm\*11cm\*20cm  
1 包/盒



外箱: 40 盒/箱

34cm\*42cm\*57cm

QTY/BOX: 50Pcs

QTY of BOXES/CARTON:40 boxes

QTY/CARTON:2000Pcs

G.W: 8.7KG

N.W:6.4KG

MEAS: 57CM×42CM×34CM